

Armoire de sécurité 3 Compartiments - 3 Portes Pleines



Armoires de stockage multirisques à composer...

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1504,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires de sécurité multirisques

- Armoires pour le Stockage Spécifi que 1, 2, 3, 4 Compartiments...etc
- Ventilation passive centralisée avec grille pare-fl ammes
- Ventilation Forcée en Option
- Modèles à Assembler et Aménager selon les Besoins, nombre de compartiments, portes pleines ou portes vitrées

Ventilation centralisée avec grilles pare flammes (sortie générale en partie haute diamètre 100 mm) sur tous les modèles de la gamme.

Serrure individuelle par compartiment.

Etagères de Rétention réglables sur crémaillères

Pour les produits Corrosifs, adaptez les compartiments en ajoutant des surétagères de rétention en PVC et un bac de rétention PVC...

AMS 116230 - Armoire 3 Compartiments - 3 Portes Pleines

Armoire à 3 Compartiments distincts: "Acides / Bases / Solvants" par exemple.

Dimensions extérieures 560 x 545 x 1825 mm, poids 95 Kg

Capacité de stockage 90 L (3 x 30 L)

(Rétention 90 Litres = 3 x 30 L)

3 Etagères acier (1 par compartiment) + 3 Bacs de rétention acier

AVIS D'EXPERT !

Comme sur toutes les armoires de sécurité , un Caisson Ventilé à raccorder sur une extraction ou Ventilé Filtré sans raccordement peut être

adapté.

Pour plus d'informations sur ces caissons reportez vous au pages correspondantes de ce site internet...