

Armoire de sécurité Comptoir PVC Cellulaire pour Acides/ Bases 110 L



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2746,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires anticorrosion

- Armoires pour le stockage de produits très corrosifs tels que les Acides et les Bases
- Construction en PVC Cellulaire
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation forcée en option

Armoire à 2 Compartiments distincts: "Acides / Bases"

Dimensions extérieures :

1135 x 615 x 900 mm

poids 90 Kg

Capacité de stockage 110 L

Portes Coulissantes

Construction en PVC Cellulaire

Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles

Ventilation centralisée en partie haute diamètre 100 mm

Etagères/bacs de rétention réglables totalement extractibles

Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles

Signalisation par Symboles normalisés ISO 3864

Portes à fermeture à clé.

4 Pieds vérins de mise à niveau