

## Armoire de sécurité à extincteur intégré pour produits inflammables - 200 L



Armoire Capacité 200 Litres

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 2084,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

### Armoires pour produits inflammables, recommandées par les compagnies d'assurances

**Dimensions extérieures :**

1800 x 1000 x 400 mm poids 100 Kg

Dimensions intérieures :

1530 x 980 x 380 mm

Toit en pente

Armoires équipées d'un extincteur CO<sub>2</sub> à déclenchement automatique par ampoule thermique entre 65°C et 72°C.

L'extincteur contient 500 g de poudre, il est fixé en partie haute de l'armoire.

Les étagères perforées, permettent une bonne diffusion du CO<sub>2</sub> à l'intérieur de l'armoire en cas d'incendie.

Il est recommandé de ne rien stocker au dessus d'une armoire pour produits inflammables.

**Série conforme au spécifications CNPP FSE 98-006**

2 Orifices de ventilation haut et bas, diamètre 100 mm avec grille pare-flammes

3 Etagères perforées réglables en hauteur, permettant une bonne diffusion du CO<sub>2</sub> à l'intérieur de l'armoire en cas d'incendie

Double porte à fermeture automatique. Condamnation par crémone et serrure.

Poignée de porte encastrée anti-accrochement

Bac de rétention avec vidange grande hauteur capacité moyenne 75 litres

Armoires équipées d'un extincteur CO<sub>2</sub> à déclenchement automatique par ampoule thermique entre 65°C et 72°C

Toit en pente anti-stockage sauvage

Double porte à fermeture automatique.

Condamnation par crémone et serrure.

Poignée de porte encastrée antiaccrochement.