

Armoire de Sécurité Bahut pour produits Inflammables, Toxiques et Dangereux - 135 Litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1921,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires pour produits infl ammbables, toxiques et dangereux

- Armoires pour le Stockage des Produits Infl ammbables : Toxiques et Dangereux
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation Forcée en Option

Armoire de Sécurité Bahut "Inflammables, Toxiques et Dangereux" 135 Litres

Dimensions extérieures :
895 x 1000 x 600 mm poids 75 Kg
Dimensions intérieures :
745 x 950 x 550 mm
Capacité de stockage 135 L
1 Etagère

Construction en acier double paroi 12/10 ème
Peinture époxy de couleur blanche RAL 9010
Ces armoires de sécurité répondent aux recommandations 343.124 EHST, sur le stockage des produits dangereux en laboratoire
Portes verrouillables par serrure cylindre 2 points.
Signalisation normalisée par symboles ISO 3864 "Toxique" et "Inflammable"
Isolation en fibre minérale d'épaisseur 20 mm selon norme DIN 4102
Etagères faisant bac de rétention, amovibles sur crémaillères
Ventilation par conduit latéral avec ouverture diamètre 100 mm, en partie haute et basse
Portes à gonds renforcés