

Armoire de sécurité Haute 30' pour Inflammables largeur 1164 mm à 4 Tiroirs



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 3467,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires hautes à tiroirs, 30' pour Infl ammbables - Nouvelle Gamme Ergonomique

- Une Gamme d'Armoires 30 minutes pour produits infl ammbables Ergonomiques...
- Ergonomiques, grâce à ses vastes tiroirs qui facilitent la manipulation des produits...
- Stockage sécurisé et approuvé des Liquides infl ammbables.
- Conformité aux Tests de Résistance au feu selon EN 14470-1 - 30 minutes minimum.
- Modèles approuvés GS, CE et EN 14727.

Parois extérieures en Acier, Peinture époxy haute résistance aux agents chimiques et à la rayure. Parois intérieures résistantes à la corrosion et aux agents chimiques agressifs.

Tiroirs à ouverture assistée pour un minimum d'efforts.

Tous les récipients sont accessibles en toute sécurité grâce aux coulisses à ouverture totale.

Les tiroirs peuvent rester ouverts dans n'importe quelle position. Cependant en cas d'incendie, les tiroirs se referment automatiquement grâce à un détecteur thermique.

Un bac de rétention en Polypropylène extractible pour faciliter son nettoyage, peut être intégré dans les Tiroirs en Acier. Bacs PP optionnels

Conduite d'air intégrée pour les raccordements extérieurs (Format DN 75)

Revêtement extérieur de l'armoire en gris anthracite RAL 7016

Portes très robustes à 3 charnières, verrouillables par serrure à cylindre.

Armoire Haute 30' pour Inflammables largeur 1164 mm à 4 Tiroirs - ASE 3133015

Dimensions 1164 x 620 x 1947 mm 240 Kg. 2 Portes Battantes

Capacité maximum des tiroirs 46 Litres

Renouvellement d'air 8.9 m3/h.