

Armoire de sécurité Ventilée à Raccorder AF 4-4 Double Enceinte à 4 Compartiments



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 5394,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires ventilées à raccorder - Gamme "Eco-V"

- Armoires pour le Stockage Spécifique "Acides / Bases"
- Pictogrammes normalisés
- Ventilation forcée intégrée

Modèle "AF 4-4"

Enceinte Double Compartimentée

Dimensions extérieures : 1900 x 1600 x 545 mm, poids 300 Kg

Dimensions intérieures : (1500 x 380/380 x 500 mm) x 2

16 Demi-étagères

Capacité de stockage 240 L

Ventilateur Silencieux 220-240 V - 50 H, débit de 202 m³/heure; 0,2; 47 Watts. Niveau sonore de 49 dB(A) avec prise et câbles protégés.

Grande porte vitrée en polycarbonate Visualisation immédiate des produits stockés.

Etagères perforées réglables en hauteur

Fermeture à clé

Grilles d'aération en partie basse

Construction en Acier 15/10 ème, Porte double paroi Peinture époxy, toutes surfaces

Bac-tiroir de rétention avec Tapis à haut pouvoir absorbant, accessible et nettoyable facilement