

Bahut à Portes Battantes - Profondeur 750 x Largeur 1500 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 674,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Bahut à Portes Battantes

Plan de Travail en : mélamine, grès, verre, stratifié, trespa, varicor

Il est proposé en 2 profondeurs 600 ou 750 mm.

Il se décline en 2 largeurs 1200 mm ou 1500 mm

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du bahut.

Tous les bahuts sont proposés en hauteur 900 mm.

Une structure métallique robuste.

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire.

Une paroi intermédiaire segmente le volume du bahut en 2 larges compartiments équipés chacun d'une étagère mélaminée réglable en hauteur.

Les portes battantes sont montées sur charnières invisibles à ouverture 120°.

En option, les bahuts peuvent être condamnés par serrure à barillet.