


Chandelier 1 Robinet EN - Embout Démontable 10 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 84,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

LA ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

- La Garantie d'un Grand Constructeur : FIRSTLABO - PIEL
- Uniformité de la Gamme et Continuité de Fabrication
- Normalisation Européenne et Agrément Education Nationale NFD 18-201

Chandelier à 1 robinet EN, proposé en 2 versions :

- Embout Fixe diamètre 6 mm
- Embout Démontable diamètre 10 mm

Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives

Avis d'expert...

Guide de Choix de Vos Chandeliers... Chaque modèle est présenté avec un plan coté.

Pour choisir votre robinet, 2 cotes sont importantes:

- la Saillie (A) correspond à la distance de chute de l'eau entre la colonne du chandelier et la cuve,
 - la hauteur du robinet (entre le manette et le plan de travail) qui détermine l'espace maximum de passage d'un récipient
- Toutes les autres cotes sont destinées aux techniciens qui interviennent dans l'entretien et la pose des laboratoires