

Desserte de récupération de produits chimiques



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1798,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Structure MOB en Tube d'acier de section carrée 35 x 35 mm.

Dimensions : 900 x 600 x 900 mm

Vendue sans récipients de récupération

Peinture époxy

Cette desserte mobile permet de récupérer les produits chimiques usagés en toute sécurité à chaque poste de travail, ainsi que de mieux gérer leur élimination.

Bacs de rétention en polypropylène en partie basse, Amovible pour permettre le nettoyage

Bordure moulée relevée "anti-renversement"

Plan en polypropylène avec 3 cuves moulées à raccorder directement sur des bidons de récupération (vendus séparément)

Raccordements d'évacuation avec vanne d'arrêt en polypro. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins