

Meubles sous paillasse à tiroirs - Hauteur 800 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 437,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Tous les meubles sont proposés en une seule profondeur 450 mm, laissant l'espace nécessaire aux passages des canalisations sous paillasse murales.

La façades est complétée d'une poignée filante.

Les tiroirs sont de profondeur 150 mm.

Les Tiroirs sont montés sur glissières métalliques à galets téflon.

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé **gris clair** d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du meuble.

4 Roulettes monodirectionnelles permettent de déplacer les meubles pour le nettoyage sous paillasse.

Autres couleurs ou poignées designe en option.