

## Paillasses de Laverie Cuve en Bandeau - Profondeur 600 mm



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1557,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Les paillasse de laverie à double cuve en bandeau :**

Dimensions : 1800 x 600 x 900 mm

Ces paillasses destinées aux salles de préparation peuvent être centrales ou combinées à des tables sèches ou rangements pour constituer des linéaires muraux.

Une partie de la paillasse est constituée par une cuve double en grès de grande profondeur dite "en bandeau" parce qu'elle dépasse de la façade de la paillasse (environ 50 mm).

**La double-cuve mesure 920 x 560 x 205 mm.**

Sous la cuve un carter de protection masque les attentes et évacuations avec portes coulissantes en standard pour libérer les circulations (ou battantes sur demande sans surcout) .

Le reste de la paillasse revêtu de Grès Emaillé ou de Verre Emaillé est équipé d'un placard à portes coulissantes ou battantes avec étagères réglables en hauteurs .

Toutes les paillasses de laverie sont livrées en 2 éléments (l'un humide, l'autre sec) à associer sur site.

Autres revêtements sur devis.