

Paillasses de Pesée



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1352,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Paillasses de Pesée

Les paillasses de pesée Mobilab sont constituées d'une table en verre émaillé en 750 mm de profondeur, autres revêtements sur devis.

La partie centrale de la table est extrudée pour laisser la place au plateau anti-vibratile.

Le module anti-vibratile est composé de plaques de marbre de forte épaisseur 60 mm maintenues à l'écartement par un cadre métallique boulonné dans la masse.

Le plateau porte balance positionné à l'alignement du plateau de la paillasse, repose sur les jambages granit isolés par des Spring Blocs (amortisseurs à ressorts à spires non jointives inclus dans un bloc caoutchouc).

Le poids de l'ensemble contribue avec ses amortisseurs à supprimer les vibrations.

Le plateau anti-vibratile mesure 600 x450 mm.

Autres dimensions sur devis.