

Paillasses professeur Gamme MOB - Profondeur 750 mm



Coloris de la paillasse selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1290,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Paillasses de la Gamme "MOB"...

... se caractérisent par le design du piétement en "H"...

Les paillasses professeur peuvent être revêtues de Grès, de Verre, de Compact TopLab ou de Varicor ; matériaux choisis pour leur résistance à l'eau, à la chaleur et aux produits chimiques (une information technique sur chacun de ces matériaux est présenté dans les pages "paillasses sèches")

Elles sont proposées en dimensions 3000 x 750 x 900 mm, par association d'un plot technique large et d'une paillasse sèche équipé d'un tiroir en façade... (autres dimensions sur demande)