

Paillasse sèche en polysinc 1500 x 600 x 900 mm



Coloris de la paillasse selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 626,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Le polysinc est une solution haut de gamme pour tous les plans de travail, éviers, bacs résistants aux agents corrosifs.

Polysinc est une ligne complète de plans de travail, bacs et éviers en polypropylène, seul matériau garanti anticorrosion.

Ce sont des modules moulés en standard ou chaudronnés sur mesures.

Polysinc comprend une vaste gamme de modèles et de dimensions, pour composer des plans de travail entièrement en polypropylène PP pour les laboratoires de chimie universitaires, les instituts de recherche, les écoles, l'industrie, les hôpitaux et les pharmacies.

Le polypropylène PP est le matériau idéal pour résoudre les problèmes de corrosion, grâce à son excellente résistance aux acides, aux alcalis et aux bases.

Gamme modulaire de plans de travail, éviers, bacs, poubelles et siphons en mesure de répondre à toutes les exigences d'agencement.

Impact esthétique optimal, grâce à un design élégant.

La ligne Polysinc se distingue par sa légèreté, sa facilité d'installation, son absorption des chocs.

Possibilité de réaliser des plans de travail personnalisés en fonction des exigences du client.

Le plateau est un module monobloc en polypropylène d'épaisseur 40 mm réalisé par moulage à injection, avec bordure relevée anti-gouttes.

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables.

Les plateaux ainsi fixés sur la structure métallique sont innarrachables.

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four.

Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table.

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm.

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme.

Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

Nos paillasse sèche sont disponibles en :

- 1 longueur standard pour les paillasse de profondeur 600 (1500 mm) et en 3 longueur standard pour les paillasse de profondeur 700 (1200, 1500 et 1800 mm)

- 2 profondeurs de plans de travail (600 ou 750 mm)

En Hauteur 800 mm, ces paillasse sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

PENSEZ A L'INSTALLATION !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs. Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans

Nos réalisations : <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

En option les paillasse peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques