

## Paillasse sèche en stratifié postformé profondeur 750 mm



Coloris de la paillasse selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 325,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit



#### Paillasse en stratifié - postformé

Stratifié plaqué et rabattu sur l'avant.

Le plan est débordant sur l'avant de la paillasse d'environ 10 mm...

Les paillasse en 600 mm ont un plateau de profondeur totale 610 mm.

Les paillasse en 750 mm ont un plateau de profondeur totale de 760 mm

Les autres chants sont droits en PVC plaqué pour permettre l'association et la juxtaposition de plusieurs paillasse

3 Coloris au choix: Sable, Blanc Kaolin ou hêtre clair (à préciser lors de la commande)

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four.

Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table

Paillasse en Stratifié à Bords Droits PVC Chant PVC de forte épaisseur plaqué en pourtour de plateau

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.

Course de 50 mm

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

Toutes les tables sont proposées en Profondeur Standard de 600 mm ou 750 mm. Une gamme est proposée dans chacune des profondeurs, vous permettant de réaliser par combinaison une infinité de linéaires... (Par exemple si vous souhaitez réaliser une table de 2400 mm, il suffit d'associer 2 tables de 1200 mm; pour réaliser une table de 3000 mm, vous pouvez associer 2 tables de 1500 mm ou 1 table de 1800 mm et une table de 1200 mm... etc).

#### Nos paillasse sèche sont disponibles en :

- 6 longueurs standards (600, 750, 1200, 1500, 1800 ou 2400 mm)

- 2 profondeurs de plans de travail (600 ou 750 mm)

**En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.**

**PENSEZ A L'INSTALLATION !**

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs. Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plan

**Nos réalisations :** <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

*En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques*