

Paillasse sèche en Varicor profondeur 600 mm



Coloris de la paillasse selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 403,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Le Varicor résiste à l'eau, à l'humidité et à presque tous les produits chimiques...
Le Varicor résiste parfaitement aux chocs et est difficilement inflammable.
Les éventuelles traces d'usure et accros se réparent facilement.

Plateau sans débordement permet la juxtaposition et la modularité des tables et des plots.
Deux coloris de surface sont proposés en standard au choix: Gris Granit ou Blanc Satin...
Le matériau est traité sans joint ni jonction visible...
Les chants sont ainsi façonnés directement dans la masse du matériau.
Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four.
Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table.

Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)
Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

Toutes les tables sont proposées en Profondeur Standard de 600 mm ou 750 mm. Une gamme est proposée dans chacune des profondeurs, vous permettant de réaliser par combinaison une infinité de linéaires... (Par exemple si vous souhaitez réaliser une table de 2400 mm, il suffit d'associer 2 tables de 1200 mm; pour réaliser une table de 3000 mm, vous pouvez associer 2 tables de 1500 mm ou 1 table de 1800 mm et une table de 1200 mm... etc).

Nos paillasse sèche sont disponibles en :

- 5 longueurs standards (600, 750, 1200, 1500, ou 1800 mm)
- 2 profondeurs de plans de travail (600 ou 750 mm)

En Hauteur 800 mm, ces paillasse sèche sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

PENSEZ A L'INSTALLATION !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs. Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plan

Nos réalisations : <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques