

Plots techniques Étroits profondeur 750 mm



Une paillese humide se compose : d'un plot technique + une paillese sèche à choisir dans la catégorie "paillasses sèches".

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 584,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Le plot technique étroit est revêtu de Grès Emaillé ou de Verre Emaillé

- Dimensions du Plot : 450 x 750 x 900 mm
- Cuve Vulcathène de : 300 x 300 mm

Il est fourni complet avec une cuve en vulcathène de 300 x 300 mm de couleur beige et un chandelier Education Nationale simple robinet. En standard Mobilab livre avec chaque plot, un siphon prylex, une alimentation flexible.

Plateau sans débordement permet la juxtaposition et la modularité des tables et des plots.

Des joints anti-acides adaptés au revêtement (Joint double composant pour le grès, ou silicone pour le verre) assurent l'étanchéité de la cuve et du pourtour du plateau.

Le meuble est un caisson fermé par une porte battante à la française condamnable par serrure à clés.

L'Ensemble est réalisé en panneaux mélaminés de 19 mm.

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm.

Hauteur des Plots normalisée à 900 mm.

Sur demande ces plots peuvent être réalisés en hauteur inférieure pour être adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite.

PENSEZ A L'INSTALLATION !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.

Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

Nos réalisations : <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous :

Cuve Vulcathène 450 x 450 mm (uniquement sur les plots techniques de profondeur 750 mm)

Chandelier Court Antivandalisme

Chandelier Double EF

Nourrice Simple Gaz

Nourrice Double Gaz