

Plots techniques en varicor profondeur 750 mm



Une paillasse humide se compose : d'un plot technique + une paillasse sèche à choisir dans la catégorie "paillasses sèches".

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1070,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Plot disponible en 2 profondeur 600 ou 750 mm et en 3 largeurs 450, 600, 1200 mm.
Deux coloris de surface sont proposés en standard au choix : Gris Granit ou Blanc Satin...

Le matériau est traité sans joint ni jonction visible et s'harmonise parfaitement avec d'autres matériaux...

Le Plateau sans débordement permet la juxtaposition et la modularité des tables et des plots.

Les plots techniques sont fournis complets équipés en standard d'une cuve en Varicor monobloc formée dans la matière; d'un chandelier Education Nationale simple ou double robinet...

Des Plots Sur mesure...

Lors de la réalisation de vos linéaires, afin de garder des proportions harmonieuses, les plots peuvent être réalisés sur mesure dans des largeurs spécifiques...

Hauteur des Plots normalisée à 900 mm.

Sur demande ces plots peuvent être réalisés en hauteur inférieure pour être adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite.

PENSEZ A L'INSTALLATION !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.

Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

Nos réalisations : <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous :

Chandelier Court Antivandalisme

Chandelier Double EF

Nourrice Simple Gaz

Nourrice Double Gaz

Mélangeur EC/EF OPT

Mitigeur avec Douchette