

## Plots techniques vidoirs sur chaise



Une paillese humide se compose : d'un plot technique + une paillese sèche à choisir dans la catégorie "pailleses sèches".

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 998,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Le Plot Vidoir proposé exclusivement en profondeur 750 mm.**

En standard Mobilab livre avec chaque plot, un siphon prylex, une alimentation flexible

Ce Plot est destiné à s'intégrer dans les agencements de salle à la place des traditionnels plots techniques...

Il peut se positionner en extrémités de tables sèches ou en "travée" entre 2 tables sèches...

Il diffère d'un vidoir classique, car il est équipé d'un placard visitable.

Pour les agencements en linéaire mural, un Vidoir sur chaise est proposé dans les pages "Laveries" de ce site internet...

Le plot est revêtu de Grès Emailé. Des joints anti-acides assurent l'étanchéité de la cuve et du pourtour du plateau

Le plot est fourni complet avec une cuve en grès de type "Vidoir" de 500 x 600 x 350 mm et un chandelier Education Nationale simple robinet, en standard.

Une porte, avec serrure, située à l'arrière de la cuve permet d'accéder aux attentes de fluides pour les interventions d'entretien

La Cuve sans débordement permet de combiner et juxtaposer pailleses et plots...

La cuve très lourde est fixée sur une chaise métallique totalement carrossée de panneaux mélaminés de 19 mm

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

**Hauteur des Plots normalisée à 900 mm.**

**Sur demande ces plots peuvent être réalisés en hauteur inférieure pour être adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite.**

**PENSEZ A L'INSTALLATION !**

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.

Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

**Nos réalisations :** <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

**Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous :**

Chandelier Court Antivandalisme

Chandelier Double EF

Nourrice Simple Gaz

Nourrice Double Gaz